




Guía de especificaciones del sistema

 **smith&nephew**
JOURNEY[®] II TKA
Sistema total de rodilla

Apoyando a los profesionales sanitarios

Dimensiones de los componentes femorales (mm)


JOURNEY^o II BCS



Tamaño	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
1	51,7	59,0	16,5	1,7	49,5	9,5	7	9	7,4	16,0
2	53,7	60,0	16,5	1,7	50,7	9,5	7	9	7,4	17,0
3	56,7	61,5	16,5	1,7	52,5	9,5	7	9	7,4	17,0
4	59,7	64,5	16,5	1,7	54,3	9,5	7	9	7,4	20,5
5	62,7	67,5	16,5	1,7	56,0	9,5	7	9	7,4	20,5
6	65,7	70,5	16,5	1,8	57,7	9,5	7	9	7,4	22,0
7	68,8	73,5	16,5	1,8	59,5	9,5	7	9	7,4	22,0
8	71,8	76,0	16,5	1,8	61,2	9,5	7	9	7,4	22,0
9	75,8	80,0	16,5	1,8	63,5	11,5	9	11	9,4	22,8
10	79,8	82,0	16,5	1,8	65,7	11,5	9	11	9,4	22,8

Dimensiones de los componentes femorales (mm)


JOURNEY^o II CR



Tamaño	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	51,7	59,0	19	1,7	49,5	9,5	7	9	7,4
2	53,7	60,0	19	1,7	50,7	9,5	7	9	7,4
3	56,7	61,5	19	1,7	52,5	9,5	7	9	7,4
4	59,7	64,5	19	1,7	54,3	9,5	7	9	7,4
5	62,7	67,5	19	1,7	56,0	9,5	7	9	7,4
6	65,7	70,5	19	1,8	57,7	9,5	7	9	7,4
7	68,8	73,5	19	1,8	59,5	9,5	7	9	7,4
8	71,8	76,0	19	1,8	61,2	9,5	7	9	7,4
9	75,8	80,0	19	1,8	63,5	11,5	9	11	9,4
10	79,8	82,0	19	1,8	65,7	11,5	9	11	9,4

Dimensiones del inserto articular (mm)

JOURNEY[®] II BCS



	Anterior Posterior	Medial Lateral	Grosor medial*	Grosor lateral*	Altura del poste*
Inserto de 9 mm	A	B	C	D	E
Tam. 1-2	42	60	9,6	11,9	34,1
Tam. 3-4	48	68	9,6	11,6	35,1
Tam. 5-6	52	74	9,6	11,9	38,6
Tam. 7-8	56	81	9,6	11,9	40,1


El grosor de polietileno mínimo para un componente de metal de 9 mm es de 6,7 mm en el lado medial.

* Incluye el grosor de la base tibial.

Gama/compatibilidad del inserto

Tamaño del inserto	Tamaño femoral									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-2	●	●	●	●						
3-4		●	●	●	●	●				
5-6				●	●	●	●	●	●	
7-8						●	●	●	●	●

Dimensiones del inserto tibial (mm) JOURNEY[®] II constreñido



	Anterior Posterior	Medial Lateral	Grosor medial*	Grosor lateral*	Altura del poste*	Ancho del poste
Inserto de 9 mm	A	B	C	D	E	F
Tam, 1-2	42	60	9,6	12,1	34,1	16,1
Tam, 3-4	48	68	9,6	12,1	35,3	16,1
Tam, 5-6	52	74	9,6	12,1	38,6	16,1
Tam, 7-8	56	81	9,6	12,1	40,1	16,1


El grosor de polietileno mínimo para un componente de metal de 9 mm es de 6,7 mm en el lado medial.

* Incluye el grosor de la base tibial.

Gama/compatibilidad del inserto

Tamaño del inserto	Tamaño femoral									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-2	●	●	●	●						
3-4		●	●	●	●	●				
5-6				●	●	●	●	●	●	
7-8						●	●	●	●	●

Dimensiones del inserto tibial (mm) *continuación* JOURNEY[®] II CR



	Anterior Posterior	Medial Lateral	Grosor medial*	Grosor lateral*
Inserto de 9 mm	A	B	C	D
Tam. 1-2	42	60	9,6	11,6
Tam. 3-4	48	68	9,6	11,6
Tam. 5-6	52	74	9,6	11,6
Tam. 7-8	56	81	9,6	11,6


El grosor de polietileno mínimo para un componente de metal de 9 mm es de 6,7 mm en el lado medial.

* Incluye el grosor de la base tibial.

Gama/compatibilidad del inserto

JOURNEY II CR es completamente intercambiable con los componentes femorales de todos los tamaños.

JOURNEY^o II Placa profunda



	Anterior Posterior	Medial Lateral	Grosor medial*	Grosor lateral*	Grosor anterior*
Inserto de placa profunda de 9 mm	A	B	C	D	E
Tam. 1-2	42	60	9,6	12,1	16,9
Tam. 3-4	48	68	9,6	12,1	18,1
Tam. 5-6	52	74	9,6	12,1	19,3
Tam. 7-8	56	81	9,6	12,1	19,9

El grosor de polietileno mínimo para un componente de metal de 9 mm es de 6,7 mm en el lado medial.

* Incluye el grosor de la base tibial.


** Compatible con los componentes femorales JOURNEY BCS y JOURNEY II BCS y CR.

Gama/compatibilidad del inserto

		Tamaño femoral									
Tamaño del inserto	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1-2	●	●	●	●							
3-4		●	●	●	●	●					
5-6				●	●	●	●	●	●		
7-8						●	●	●	●	●	

Dimensiones del inserto tibial (mm) *continuación*

JOURNEY[®] II XR



Inserto medial

Inserto lateral

Inserto de 8 mm		Inserto medial				Inserto lateral			
		A	B	C	D	E	F	G	H
Tamaño	Pendiente								
1-2	0	40	18	8,6	9,5	37	18	11,1	10,7
1-2	-2	40	18	9,1	10,7	37	18	11,7	11,9
3-4	0	47	22	8,6	9,6	43	22	11,1	10,7
3-4	-2	47	22	9,2	10,9	43	22	11,7	11,9
5-6	0	51	25	8,6	9,7	47	25	11,1	10,7
5-6	-2	51	25	9,3	11,1	47	25	11,8	12,0
7-8	0	56	29	8,6	9,8	51	29	11,1	10,7
7-8	-2	56	29	9,3	11,2	51	29	11,8	12,0


Pendiente promedio de los insertos articulares JOURNEY[®] II



Pendiente medial de JOURNEY II CR



Pendiente medial de JOURNEY II DD




Pendiente lateral de JOURNEY II CR




Pendiente lateral de JOURNEY II DD




Pendiente medial de JOURNEY II BCS



Pendiente medial de JOURNEY II BCS constreñido



Pendiente lateral de JOURNEY II BCS





Pendiente lateral de JOURNEY II BCS constreñido

Diseño	Grosor (mm)								
	9	10	11	12	13	15	18		
CR	9	10	11	12	13	15	18		
Placa profunda	9	10	11	12	13	15	18	21	
BCS	9	10	11	12	13	15	18	21	
Constreñidos	9	10	11	12	13	15	18	21	25

Dimensiones de la base tibial (mm)



Placa base tibial JOURNEY[®]



Tamaño	Anterior Posterior AP	Medial Lateral ML
1	42	60
2	45	64
3	48	68
4	50	71
5	52	74
6	54	77
7	56	81
8	59	85
9	61	89

Nota: Vástago con pendiente de 3° posterior.
La longitud del vástago es de 50 mm en todos los tamaños no porosos

Placa base tibial JOURNEY[®] XR






Tamaño	Anterior Posterior	Medial Lateral	Escotadura del cruzado	Puente anterior	Profundidad de la quilla
	A	B	C	D	E
1	42	60	20	9,5	15
2	45	64	20	9,5	15
3	48	68	20	9,5	15
4	50	71	20	9,5	15
5	52	74	20	9,5	17
6	54	77	20	9,5	17
7	56	81	20	9,5	17
8	59	85	20	9,5	17

Dimensiones de la rótula (mm)

Rótula JOURNEY[®]


Revestimiento Diámetro
Grosor Altura de la clavija
Diámetro de la clavija Diámetro del círculo de la clavija

Tamaño	A	B	C	D	E
26 mm estándar	26	9	4,4	5,1	15,3
29 mm estándar	29	9	4,4	5,1	15,3
32 mm estándar	32	9	4,4	5,1	15,3
35 mm estándar	35	9	4,4	5,1	17,9
38 mm estándar	38	9	4,4	5,1	17,9
41 mm estándar	41	9	4,4	5,1	17,9



Óvalo

Tamaño	A	B	C	D	E	F
29 mm estándar	29	8,5	4,4	5,1	15,3	35
32 mm estándar	32	9,0	4,4	5,1	15,3	38
35 mm estándar	35	9,0	4,4	5,1	17,9	41
38 mm estándar	38	9,5	4,4	5,1	17,9	44
41 mm estándar	41	10,0	4,4	5,1	17,9	47



Biconvexo

Tamaño	A	B	C	D
23 mm estándar	23	13	4,1	4,7
26 mm estándar	26	13	4,1	4,7
29 mm estándar	29	13	3,1	4,7
32 mm estándar	32	13	3,1	4,7


Opciones de rótula JOURNEY II*

Diseño	Marca	Grosor	Diámetro (mm)						
			26	29	32	35	38	41	
Revestimiento redondo	JOURNEY	9 mm							
	GENESIS [®] II	9 mm							
	JOURNEY	7,5 mm							
	GENESIS II	7,5 mm							
Biconvexo	JOURNEY	13 mm	23	26	29	32			
	GENESIS II	13 mm	23	26	29	32			
Revestimiento ovalado	GENESIS II	Rango (8,5-10)			29	32	35	38	41


*La rótula pequeña JOURNEY no debe utilizarse con JOURNEY II – 7402-4523, 7402-4526, 7402-4529, 7402-4726, 7402-4729, 7402-4732

Vástagos GENESIS[®] II

Vástago de
100 mm



Vástago de
150 mm



Estos vástagos pueden utilizarse con una base tibial cónica macho durante un caso primario complejo o un caso de revisión.

- Vástago no ranurado
- ◐ Vástagos ranurados


Nota: También se ajustan a la base tibial de JOURNEY[®] BCS.

Nota: La longitud del vástago se mide desde la superficie inferior de la base tibial.


Tamaño	Longitud (mm)	
	100	150
10	●	◐
12	●	◐
14	●	◐
16	●	◐
18	●	
20	●	
22	●	
24	●	

Vástagos LEGION®


Vástago de
120 mm



Vástago de
160 mm




Vástago de
220 mm



Tamaño	Cementados (mm)		
9			
10	80	120	160
11			
12	80	120	160
13			
14	80	120	160
15			
16		120	160
18			
20		120	160
22			
24			

Lateralización de los vástagos LEGION[®]


Lateralización
del vástago
de 120 mm



Lateralización
del vástago
de 160 mm



Lateralización
del vástago
de 220 mm



Tamaño	Ajuste a presión recto (mm)		
	120	160	220
9	120	160	
10	120	160	220
11	120	160	220
12	120	160	220
13	120	160	220
14	120	160	220
15	120	160	220
16	120	160	220
18	120	160	220
20	120	160	220
22	120	160	220
24	120	160	220

Guía de compatibilidad del implante JOURNEY[®] II

	Componente femoral			Tamaños
	JOURNEY BCS	JOURNEY II BCS	JOURNEY II RC	Tamaños 1-10
Inserto JOURNEY II BCS	No	Sí	No	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Grososres 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 mm
Inserto constreñido JOURNEY II BCS	No	Sí	No	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Grososres 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 25 mm
Inserto de placa profunda JOURNEY II	Sí	Sí	Sí	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Grososres 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 mm
Inserto JOURNEY II CR	No	No	Sí	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Grososres 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 mm
Placa base tibial JOURNEY – cónica macho	Sí	Sí	Sí	Tamaños 1-9
Placa base de revisión LEGION [®] con detalle de fijación JOURNEY – cónica hembra	Sí	Sí	Sí	Tamaños 1-8
Revestimiento rotuliano JOURNEY	Sí	Sí	Sí	26 – 41 mm (9 mm) 26 – 35 mm (7,5 mm)
Rótula biconvexa JOURNEY	Sí	Sí	Sí	23 – 32 mm (13 mm)
Revestimiento rotuliano GENESIS [®] II	No	Sí	Sí	26 – 35 mm (9 mm) 26 – 35 mm (7,5 mm)
Rótula biconvexa GENESIS II	No	Sí	Sí	23 – 32 mm (13 mm)
Revestimiento rotuliano ovalado GENESIS II	No	Sí	Sí	29 – 41 mm (8,5 – 10 mm)

Kits en préstamo

Número de kit	Contenido
8944	Juego de instrumentos para inserto JOURNEY° II XR
9802	Placa base izquierda JOURNEY II XR, tam. 1-8
9803	Placa base derecha JOURNEY II XR, tam. 1-8
9804	Insertos med/lat derechos JOURNEY II XR XLPE, tam. 1-8, 8-12 mm, 0°
9805	Insertos med/lat izquierdos JOURNEY II XR XLPE, tam. 1-8, 8-12 mm, 0°
9806	Insertos med/lat derechos JOURNEY II XR XLPE, tam. 1-8, 8-12 mm, -2°
9807	Insertos med/lat izquierdos JOURNEY II XR XLPE, tam. 1-8, 8-12 mm, -2°
9833	Componentes desechables JOURNEY II XR
8573	Juego de instrumentos básico para JOURNEY II BCS
8373	Juego de instrumentos para JOURNEY BCS
8569	Componentes de prueba femorales izquierdos JOURNEY II BCS (3-8)
8570	Componentes de prueba femorales derechos JOURNEY II BCS (3-8)
8571	Componentes de prueba de inserto izquierdos JOURNEY II BCS
8572	Componentes de prueba de inserto derechos JOURNEY II BCS
8351	Instrumento de equilibrado del hueco F/E de la rodilla
9467	Fémures izquierdos JOURNEY II BCS OXINIUM° (3-8)
9468	Fémures derechos JOURNEY II BCS OXINIUM° (3-8)
9469	Insertos tibiales izquierdos JOURNEY II BCS XLPE, tam. 1-2, 9-21 mm
9470	Insertos tibiales derechos JOURNEY II BCS XLPE, tam. 1-2, 9-21 mm
9002	Juego de base tibial izquierda JOURNEY BCS (3-8)
9003	Juego de base tibial derecha JOURNEY BCS (3-8)
9004	Set de patelas biconvexa JOURNEY
9005	Set de patelas con revestimiento JOURNEY
9222	Placa base de revisión LEGION° con detalle de fijación JOURNEY, Der.
9223	Placa base de revisión LEGION con detalle de fijación JOURNEY, Izq.
9266	Inserto constreñido GENESIS° II con detalle de fijación JOURNEY, implante
8539	Inserto constreñido GENESIS II con detalle de fijación JOURNEY, componentes de prueba
9226	Inserto de alta flexibilidad GENESIS II PS con detalle de fijación JOURNEY, implantes (3-8)
8399	Inserto de alta flexibilidad GENESIS II PS con detalle de fijación JOURNEY, componentes de prueba

Kits en préstamo *continuación*

Número de kit	Contenido
8706	Instrumentos básicos JOURNEY II CR
8707	Componentes de prueba de inserto izquierdos JOURNEY II CR
8708	Componentes de prueba de inserto derechos JOURNEY II CR
8732	Componentes femorales atípicos JOURNEY II tam. 9
8720	Componentes femorales atípicos JOURNEY II tam. 10
8721	Componentes femorales atípicos JOURNEY II tam. 1
8722	Componentes femorales atípicos JOURNEY II tam. 2
8723	Guías de corte JOURNEY II VISIONAIRE®
8727	Guías de corte y alineación universal JOURNEY II
8728	Bandeja de acabado/impactador JOURNEY® II
8729	Set de patelas JOURNEY II
8734	Fémur JOURNEY II tam. 3-4
8735	Fémur JOURNEY II tam. 5-6
8736	Fémur JOURNEY II tam. 7-8
8737	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Izq. 1-2
8738	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Izq. 3-4
8739	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Izq. 5-6
8740	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Izq. 7-8
8741	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Der. 1-2
8742	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Der. 3-4
8743	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Der. 5-6
8744	JOURNEY II BCS/tibial constreñido Der. 7-8
9471	Inserto JOURNEY II BCS XLPE, Izq., tam. 3-8, 9-21 mm
9472	Inserto JOURNEY II BCS XLPE, Der., tam. 3-8, 9-21 mm
9603	JOURNEY II CR fem Der. tam. 3-8
9605	JOURNEY II CR fem Izq. tam. 3-8
9606	JOURNEY II XLPE CR Der., tam. 1-2, 9-18 mm
9607	JOURNEY II XLPE CR Izq., tam. 1-2, 9-18 mm
9608	JOURNEY II XLPE CR Der., tam. 3-8, 9-18 mm
9609	JOURNEY II XLPE CR Izq., tam. 3-8, 9-18 mm
9689	Fémures izquierdos JOURNEY II BCS CoCr (1-9)
9688	Fémures derechos JOURNEY II BCS CoCr (1-9)



Componente femoral JOURNEY° II BCS

Tamaño	OXINIUM°		CoCr	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
1	7402-2121	7402-2111	7402-4921	7402-4211
2	7402-2122	7402-2112	7402-4922	7402-4212
3	7402-2123	7402-2113	7402-4923	7402-4213
4	7402-2124	7402-2114	7402-4924	7402-4214
5	7402-2125	7402-2115	7402-4925	7402-4215
6	7402-2126	7402-2116	7402-4926	7402-4216
7	7402-2127	7402-2117	7402-4927	7402-4217
8	7402-2128	7402-2118	7402-4928	7402-4218
9	7402-2129	7402-2119	7402-4929	7402-4219
10	7402-2120	7402-2110		

Componente femoral JOURNEY II CR

Tamaño	OXINIUM		CoCr	
	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
1	7402-1161	7402-1151	7402-1261	7402-1251
2	7402-1162	7402-1152	7402-1262	7402-1252
3	7402-1163	7402-1153	7402-1263	7402-1253
4	7402-1164	7402-1154	7402-1264	7402-1254
5	7402-1165	7402-1155	7402-1265	7402-1255
6	7402-1166	7402-1156	7402-1266	7402-1256
7	7402-1167	7402-1157	7402-1267	7402-1257
8	7402-1168	7402-1158	7402-1268	7402-1258
9	7402-1169	7402-1159	7402-1269	7402-1259
10	7402-1160	7402-1150		

Insertos



Inserto JOURNEY° II BCS

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-7221	7402-7211
10 mm	7402-7222	7402-7212
11 mm	7402-7223	7402-7213
12 mm	7402-7224	7402-7214
13 mm	7402-7225	7402-7215
15 mm	7402-7226	7402-7216
18 mm	7402-7227	7402-7217
21 mm	7402-7228	7402-7218

Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-7241	7402-7231
10 mm	7402-7242	7402-7232
11 mm	7402-7243	7402-7233
12 mm	7402-7244	7402-7234
13 mm	7402-7245	7402-7235
15 mm	7402-7246	7402-7236
18 mm	7402-7247	7402-7237
21 mm	7402-7248	7402-7238

Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-7261	7402-7251
10 mm	7402-7262	7402-7252
11 mm	7402-7263	7402-7253
12 mm	7402-7264	7402-7254
13 mm	7402-7265	7402-7255
15 mm	7402-7266	7402-7256
18 mm	7402-7267	7402-7257
21 mm	7402-7268	7402-7258

Tamaño 7-8*	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-7281	7402-7271
10 mm	7402-7282	7402-7272
11 mm	7402-7283	7402-7273
12 mm	7402-7284	7402-7274
13 mm	7402-7285	7402-7275
15 mm	7402-7286	7402-7276
18 mm	7402-7287	7402-7277
21 mm	7402-7288	7402-7278

*Los insertos tibiales de tamaño 7-8 también pueden utilizarse con las bases tibiales de tamaño 9.

Inserto de poste alto JOURNEY[®] BCS

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha
9-18 mm	9293**	9292**
Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha
9-18 mm	9295**	9294**
Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha
9-18 mm	9297**	9296**
Tamaño 7-8	Izquierda	Derecha
9-18 mm	9299**	9298**

**Para uso exclusivo con los componentes femorales JOURNEY BCS originales.



Inserto constreñido JOURNEY° II BCS

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9221	7402-9211
10 mm	7402-9222	7402-9212
11 mm	7402-9223	7402-9213
12 mm	7402-9224	7402-9214
13 mm	7402-9225	7402-9215
15 mm	7402-9226	7402-9216
18 mm	7402-9227	7402-9217
21 mm	7402-9228	7402-9218
25 mm	7402-9229	7402-9219

Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9241	7402-9231
10 mm	7402-9242	7402-9232
11 mm	7402-9243	7402-9233
12 mm	7402-9244	7402-9234
13 mm	7402-9245	7402-9235
15 mm	7402-9246	7402-9236
18 mm	7402-9247	7402-9237
21 mm	7402-9248	7402-9238
25 mm	7402-9249	7402-9239

Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9261	7402-9251
10 mm	7402-9262	7402-9252
11 mm	7402-9263	7402-9253
12 mm	7402-9264	7402-9254
13 mm	7402-9265	7402-9255
15 mm	7402-9266	7402-9256
18 mm	7402-9267	7402-9257
21 mm	7402-9268	7402-9258
25 mm	7402-9269	7402-9259

Tamaño 7-8*	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9281	7402-9271
10 mm	7402-9282	7402-9272
11 mm	7402-9283	7402-9273
12 mm	7402-9284	7402-9274
13 mm	7402-9285	7402-9275
15 mm	7402-9286	7402-9276
18 mm	7402-9287	7402-9277
21 mm	7402-9288	7402-9278
25 mm	7402-9289	7402-9279

*Los insertos tibiales de tamaño 7-8 también pueden utilizarse con las bases tibiales de tamaño 9.

**Inserto JOURNEY° II CR**

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5621	7402-5611
10 mm	7402-5622	7402-5612
11 mm	7402-5623	7402-5613
12 mm	7402-5624	7402-5614
13 mm	7402-5625	7402-5615
15 mm	7402-5626	7402-5616
18 mm	7402-5627	7402-5617

Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5641	7402-5631
10 mm	7402-5642	7402-5632
11 mm	7402-5643	7402-5633
12 mm	7402-5644	7402-5634
13 mm	7402-5645	7402-5635
15 mm	7402-5646	7402-5636
18 mm	7402-5647	7402-5637

Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5661	7402-5651
10 mm	7402-5662	7402-5652
11 mm	7402-5663	7402-5653
12 mm	7402-5664	7402-5654
13 mm	7402-5665	7402-5655
15 mm	7402-5666	7402-5656
18 mm	7402-5667	7402-5657

Tamaño 7-8*	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5681	7402-5671
10 mm	7402-5682	7402-5672
11 mm	7402-5683	7402-5673
12 mm	7402-5684	7402-5674
13 mm	7402-5685	7402-5675
15 mm	7402-5686	7402-5676
18 mm	7402-5687	7402-5677

*Los insertos tibiales de tamaño 7-8 también pueden utilizarse con las bases tibiales de tamaño 9.



Inserto Placa profunda JOURNEY^o II**

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5721	7402-5711
10 mm	7402-5722	7402-5712
11 mm	7402-5723	7402-5713
12 mm	7402-5724	7402-5714
13 mm	7402-5725	7402-5715
15 mm	7402-5726	7402-5716
18 mm	7402-5727	7402-5717
21 mm	7402-5728	7402-5718

Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5741	7402-5731
10 mm	7402-5742	7402-5732
11 mm	7402-5743	7402-5733
12 mm	7402-5744	7402-5734
13 mm	7402-5745	7402-5735
15 mm	7402-5746	7402-5736
18 mm	7402-5747	7402-5737
21 mm	7402-5748	7402-5738

**Compatible con los componentes femorales JOURNEY BCS y JOURNEY II BCS y CR.

Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5761	7402-5751
10 mm	7402-5762	7402-5752
11 mm	7402-5763	7402-5753
12 mm	7402-5764	7402-5754
13 mm	7402-5765	7402-5755
15 mm	7402-5766	7402-5756
18 mm	7402-5767	7402-5757
21 mm	7402-5768	7402-5758

Tamaño 7-8*	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-5781	7402-5771
10 mm	7402-5782	7402-5772
11 mm	7402-5783	7402-5773
12 mm	7402-5784	7402-5774
13 mm	7402-5785	7402-5775
15 mm	7402-5786	7402-5776
18 mm	7402-5787	7402-5777
21 mm	7402-5788	7402-5778

*Los insertos tibiales de tamaño 7-8 también pueden utilizarse con las bases tibiales de tamaño 9.



Inserto JOURNEY° II XR° XLPE (pendiente de 0°)

Medial

Lateral

Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3720	7402-3710	7402-3820	7402-3810
9 mm	7402-3721	7402-3711	7402-3821	7402-3811
10 mm	7402-3722	7402-3712	7402-3822	7402-3812
11 mm	7402-3723	7402-3713	7402-3823	7402-3813
12 mm	7402-3724	7402-3714	7402-3824	7402-3814

Medial

Lateral

Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3740	7402-3730	7402-3840	7402-3830
9 mm	7402-3741	7402-3731	7402-3841	7402-3831
10 mm	7402-3742	7402-3732	7402-3842	7402-3832
11 mm	7402-3743	7402-3733	7402-3843	7402-3833
12 mm	7402-3744	7402-3734	7402-3844	7402-3834

Medial

Lateral

Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3760	7402-3750	7402-3860	7402-3850
9 mm	7402-3761	7402-3751	7402-3861	7402-3851
10 mm	7402-3762	7402-3752	7402-3862	7402-3852
11 mm	7402-3763	7402-3753	7402-3863	7402-3853
12 mm	7402-3764	7402-3754	7402-3864	7402-3854

Medial

Lateral

Tamaño 7-8	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3780	7402-3770	7402-3880	7402-3870
9 mm	7402-3781	7402-3771	7402-3881	7402-3871
10 mm	7402-3782	7402-3772	7402-3882	7402-3872
11 mm	7402-3783	7402-3773	7402-3883	7402-3873
12 mm	7402-3784	7402-3774	7402-3884	7402-3874

Inserto JOURNEY° II XR° XLPE ART (pendiente de -2°)

	Medial		Lateral	
Tamaño 1-2	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3956	7402-3951	7402-4002	7402-3995
9 mm	7402-3957	7402-3952	7402-4003	7402-3996
10 mm	7402-3958	7402-3953	7402-4004	7402-3997
11 mm	7402-3959	7402-3954	7402-4005	7402-3998
12 mm	7402-3961	7402-3955	7402-4006	7402-4001

	Medial		Lateral	
Tamaño 3-4	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3967	7402-3962	7402-4013	7402-4007
9 mm	7402-3968	7402-3963	7402-4014	7402-4008
10 mm	7402-3969	7402-3964	7402-4015	7402-4009
11 mm	7402-3971	7402-3965	7402-4016	7402-4011
12 mm	7402-3972	7402-3966	7402-4017	7402-4012

	Medial		Lateral	
Tamaño 5-6	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3978	7402-3973	7402-4024	7402-4018
9 mm	7402-3979	7402-3974	7402-4025	7402-4019
10 mm	7402-3981	7402-3975	7402-4026	7402-4021
11 mm	7402-3982	7402-3976	7402-4027	7402-4022
12 mm	7402-3983	7402-3977	7402-4028	7402-4023

	Medial		Lateral	
Tamaño 7-8	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha
8 mm	7402-3989	7402-3984	7402-4035	7402-4029
9 mm	7402-3991	7402-3985	7402-4036	7402-4031
10 mm	7402-3992	7402-3986	7402-4037	7402-4032
11 mm	7402-3993	7402-3987	7402-4038	7402-4033
12 mm	7402-3994	7402-3988	7402-4039	7402-4034



Inserto constreñido JOURNEY° II BCS

Grosor	Tamaño 1-2	
	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9221	7402-9211
10 mm	7402-9222	7402-9212
11 mm	7402-9223	7402-9213
12 mm	7402-9224	7402-9214
13 mm	7402-9225	7402-9215
15 mm	7402-9226	7402-9216
18 mm	7402-9227	7402-9217
21 mm	7402-9228	7402-9218
25 mm	7402-9229	7402-9219

Grosor	Tamaño 3-4	
	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9241	7402-9231
10 mm	7402-9242	7402-9232
11 mm	7402-9243	7402-9233
12 mm	7402-9244	7402-9234
13 mm	7402-9245	7402-9235
15 mm	7402-9246	7402-9236
18 mm	7402-9247	7402-9237
21 mm	7402-9248	7402-9238
25 mm	7402-9249	7402-9239

Grosor	Tamaño 5-6	
	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9261	7402-9251
10 mm	7402-9262	7402-9252
11 mm	7402-9263	7402-9253
12 mm	7402-9264	7402-9254
13 mm	7402-9265	7402-9255
15 mm	7402-9266	7402-9256
18 mm	7402-9267	7402-9257
21 mm	7402-9268	7402-9258
25 mm	7402-9269	7402-9259

Grosor	Tamaño 7-8*	
	Izquierda	Derecha
9 mm	7402-9281	7402-9271
10 mm	7402-9282	7402-9272
11 mm	7402-9283	7402-9273
12 mm	7402-9284	7402-9274
13 mm	7402-9285	7402-9275
15 mm	7402-9286	7402-9276
18 mm	7402-9287	7402-9277
21 mm	7402-9288	7402-9278
25 mm	7402-9289	7402-9279

*Los insertos tibiales de tamaño 7-8 también pueden utilizarse con las bases tibiales de tamaño 9.

Opciones de insertos de revisión

continuación



Inserto de alta flexibilidad GENESIS[®] II PS con detalle de fijación JOURNEY[®]

Grosor	Tamaño 1-2	Tamaño 3-4
9 mm	7193-4431	7193-4436
11 mm	7193-4432	7193-3733
13 mm	7193-4433	7193-3734
15 mm	7193-4434	7193-3735
18 mm	7193-4435	7193-3736

Grosor	Tamaño 5-6	Tamaño 7-8
9 mm	7193-4437	7193-4438
11 mm	7193-3737	7193-3741
13 mm	7193-3738	7193-3742
15 mm	7193-3739	7193-3743
18 mm	7193-3740	7193-3744

Componente de prueba de inserto de alta flexibilidad GENESIS II PS con detalle de fijación JOURNEY

Grosor	Tamaño 1-2	Tamaño 3-4
9 mm	7193-4439	7193-4444
11 mm	7193-4440	7193-3746
13 mm	7193-4441	7193-3747
15 mm	7193-4442	7193-3748
18 mm	7193-4443	7193-3749

Grosor	Tamaño 5-6	Tamaño 7-8
9 mm	7193-4445	7193-4446
11 mm	7193-3750	7193-3754
13 mm	7193-3751	7193-3755
15 mm	7193-3752	7193-3756
18 mm	7193-3753	7193-3757

Inserto constreñido GENESIS° II con detalle de fijación JOURNEY°

Grosor	Tamaño 1-2	Tamaño 3-4
11 mm	7193-4379	7193-4382
13 mm	7193-4380	7193-4383
15 mm	7193-4381	7193-4384

Grosor	Tamaño 5-6	Tamaño 7-8
11 mm	7193-4385	7193-4388
13 mm	7193-4386	7193-4389
15 mm	7193-4387	7193-4390

Componente de prueba de inserto constreñido GENESIS II con detalle de fijación JOURNEY

Grosor	Tamaño 1-2	Tamaño 3-4
11 mm	7193-4391	7193-4394
13 mm	7193-4392	7193-4395
15 mm	7193-4393	7193-4396

Grosor	Tamaño 5-6	Tamaño 7-8
11 mm	7193-4397	7193-4400
13 mm	7193-4398	7193-4401
15 mm	7193-4399	7193-4402

Placas base tibiales



Placa base tibial JOURNEY°

Tamaño	Izquierda	Derecha
1	7402-2221	7402-2211
2	7402-2222	7402-2212
3	7402-2223	7402-2213
4	7402-2224	7402-2214
5	7402-2225	7402-2215
6	7402-2226	7402-2216
7	7402-2227	7402-2217
8	7402-2228	7402-2218
9*	7193-3634	7193-3635
9 de prueba*	7193-3636	7193-3637

*Disponibles a través de SPG

Placa base tibial JOURNEY XR°

Tamaño	Izquierda	Derecha
1	7402-2201	7402-2291
2	7402-2202	7402-2292
3	7402-2203	7402-2293
4	7402-2204	7402-2294
5	7402-2205	7402-2295
6	7402-2206	7402-2296
7	7402-2207	7402-2297
8	7402-2208	7402-2298

Placa base de revisión LEGION° con detalle de fijación JOURNEY

Tamaño	Izquierda	Derecha
1*	7193-3567	7193-3575
2*	7193-3568	7193-3576
3*	7193-3569	7193-3577
4*	7193-3570	7193-3578
5*	7193-3571	7193-3579
6*	7193-3572	7193-3580
7*	7193-3573	7193-3581
8*	7193-3574	7193-3582

*Disponibles a través de SPG



Rótula JOURNEY°, revestimiento

Artículo del catálogo	Tamaño
7402-4826	26 mm
7402-4829	29 mm
7402-4832	32 mm
7402-4835	35 mm
7402-4838	38 mm
7402-4841	41 mm

Rótula JOURNEY, biconvexa

Artículo del catálogo	Tamaño
7402-4623	23 mm
7402-4626	26 mm
7402-4629	29 mm
7402-4632	32 mm

Rótula GENESIS° II, biconvexa

Artículo del catálogo	Tamaño
7142-0566	23 mm
7142-0568	26 mm
7142-0570	29 mm
7142-0572	32 mm



Rótula GENESIS^o II, revestimiento

Artículo del catálogo	Tamaño
7142-0580	26 mm
7142-0574	29 mm
7142-0576	32 mm
7142-0578	35 mm

Rótula GENESIS II, revestimiento ovalado

Artículo del catálogo	Tamaño	Grosor
7142-1029	29 mm	8,5 mm
7142-1032	32 mm	9,0 mm
7142-1035	35 mm	9,0 mm
7142-1038	38 mm	9,5 mm
7142-1041	41 mm	10 mm

Resurfacing Patella GENESIS II con clavija JOURNEY^o

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-4488*	26
7193-4489*	29
7193-4490*	32
7193-4491*	35
7193-4492*	38
7193-4493*	41

*Disponibles a través de SPG

Componente de prueba de revestimiento rotuliano GENESIS II con clavija JOURNEY

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-4494*	26
7193-4495*	29
7193-4496*	32
7193-4497*	35
7193-4498*	38
7193-4499*	41

*Disponibles a través de SPG

Rótula GENESIS° II, revestimiento (7,5 mm)

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-2634*	26 mm
7193-2635*	29 mm
7193-2636*	32 mm
7193-2637*	35 mm

*Disponibles a través de SPG

Rótula GENESIS II, Componente de prueba de revestimiento (7,5 mm)

Artículo del catálogo	Tamaño
7192-8372*	26 mm
7192-8373*	29 mm
7192-8374*	32 mm
7192-8375*	35 mm

*Disponibles a través de SPG

Revestimiento rotuliano redondo JOURNEY° 7,5 mm

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-2910*	26 mm
7193-2911*	29 mm
7193-2912*	32 mm
7193-2913*	35 mm

*Disponibles a través de SPG

Componente de prueba de revestimiento rotuliano redondo JOURNEY 7,5 mm

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-2924*	26 mm
7193-2925*	29 mm
7193-2926*	32 mm
7193-2927*	35 mm

*Disponibles a través de SPG

Cuñas tibiales

Cuña tibial de media pisada LEGION° 5 mm

Artículo del catálogo	Descripción	Artículo del catálogo	Descripción
7142-1141	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Medial izquierda/ lateral derecha	7142-1145	Tamaños
7142-1142		7142-1146	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Lateral
7142-1143		7142-1147	izquierda/ medial derecha
7142-1144		7142-1148	

Cuña tibial de media pisada LEGION 10 mm

Artículo del catálogo	Descripción	Artículo del catálogo	Descripción
7142-3033	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Medial izquierda/ lateral derecha	7142-3037	Tamaños
7142-3034		7142-3038	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Lateral
7142-3035		7142-3039	izquierda/ medial derecha
7142-3036		7142-3040	

Cuña tibial de media pisada LEGION 15 mm

Artículo del catálogo	Descripción	Artículo del catálogo	Descripción
7142-3041	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Medial izquierda/ lateral derecha	7142-3045	Tamaños
7142-3042		7142-3046	1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Lateral
7142-3043		7142-3047	izquierda/ medial derecha
7142-3044		7142-3048	

Cuña tibial de pisada completa LEGION°

Artículo del catálogo	Descripción	Artículo del catálogo	Descripción
7142-3057	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 10 mm	7142-3061	Tamaños 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 15 mm
7142-3058		7142-3062	
7142-3059		7142-3063	
7142-3060		7142-3064	

Tornillos LEGION

Artículo del catálogo	Descripción
7142-3097	Tornillo de cuña tibial

Vástagos

Vástago GENESIS° II

Diámetro del vástago	Artículo de catálogo de 100 mm	Artículo de catálogo de 150 mm
10 mm	7142-0628	7142-0647
12 mm	7142-0630	7142-0649
14 mm	7142-0632	7142-0648
16 mm	7142-0634	7142-0650
18 mm	7142-0636	
20 mm	7142-0638	
22 mm	7142-0640	
24 mm	7142-0642	

Vástago de ajuste a presión LEGION°

Diámetro del vástago	Artículo de catálogo de 120 mm	Artículo de catálogo de 160 mm	Artículo de catálogo de 220 mm
9 mm	7142-4022*	7142-4042*	N/A
10 mm	7142-4023	7142-4043	7142-4063
11 mm	7142-4024	7142-4044	7142-4064*
12 mm	7142-4025	7142-4045	7142-4065
13 mm	7142-4026	7142-4046	7142-4066*
14 mm	7142-4027	7142-4047	7142-4067
15 mm	7142-4028	7142-4048	7142-4068*
16 mm	7142-4029	7142-4049	7142-4069
18 mm	7142-4031	7142-4051	7142-4071
20 mm	7142-4033	7142-4053	7142-4073
22 mm	7142-4035*	7142-4055	7142-4075*
24 mm	7142-4037*	7142-4057*	7142-4077*

*No se incluye en el juego estándar; disponibilidad limitada

Vástago cementado LEGION°

Diámetro del vástago	Artículo de catálogo de 120 mm	Artículo de catálogo de 160 mm
10 mm	7142-4182	7142-4202
12 mm	7142-4184	7142-4204
14 mm	7142-4186	7142-4206
16 mm	7142-4188	7142-4208
18 mm	7142-4190	7142-4210
20 mm	7142-4192	7142-4212

Extensiones de vástago LEGION y acoplador de compensación


Artículo del catálogo	Tamaño
7142-4161	Extensión de vástago corta 10 x 80
7142-4163	Extensión de vástago corta 12 x 80
7142-4165	Extensión de vástago corta 14 x 80
7142-4221*	Acoplador de compensación angulado
7142-4223	Acoplador de compensación + 2 mm
7142-4225	Acoplador de compensación + 4 mm
7142-4227	Acoplador de compensación + 6 mm

*No se incluye en el juego estándar; disponibilidad limitada

Acoplador macho a macho LEGION

Artículo del catálogo	Tamaño
7193-3693	Miniacoplador macho a macho LEGION 2 mm
7193-3694	Miniacoplador macho a macho LEGION 4 mm
7193-3695	Miniacoplador macho a macho LEGION 6 mm
7193-3696	Componente de prueba de miniacoplador macho a macho LEGION 2 mm
7193-3697	Componente de prueba de miniacoplador macho a macho LEGION 4 mm
7193-3698	Componente de prueba de miniacoplador macho a macho LEGION 6 mm
7193-K178	Juego de miniacopladores macho a macho LEGION (incluye los implantes y los componentes de prueba)

Instrumental JOURNEY[®] II TKA




7144-0843 Bandeja universal 1

Artículo del catálogo	Descripción
114861	Varilla de alineación extramedular
115035	Destornillador hexagonal
7144-0020	Retractor de LCP estrecho GENESIS° II
7144-0040	Broca tibial GENESIS II, 11 mm
7144-0044	Mango de conexión rápida GENESIS II
7144-0194	Insertador/extractor articulado GENESIS II
7144-0366	Extractor universal GENESIS II
7144-0491	Extractor de pines de fijación universal
7144-1136	Guía de corte tibial modular izquierdo ranurado de 3° GENESIS II MIS
7144-1137	Guía de corte tibial modular derecho ranurado de 3° GENESIS II MIS
7144-1147	Guía de corte distal GENESIS II MIS DCF
7151-3331	Destornillador de pines de fijación universal
7401-2431	Comprobación de resección JOURNEY°
7401-3489	Adaptador de conexión rápida SPEED PIN°
7401-8821	Cubierta de base tibial JOURNEY, tamaño 1-2
7401-8823	Cubierta de base tibial JOURNEY, tamaño 3-4
7401-8825	Cubierta de base tibial JOURNEY, tamaño 5-6
7401-8827	Cubierta de base tibial JOURNEY, tamaño 7-8
7401-8901	Impactador de implante tibial JOURNEY
7401-8911	Herramienta de montaje de inserto articular JOURNEY
7193-4298*	Probador de alineación VISIONAIRE°

*No incluido en el juego

Instrumental JOURNEY^o II TKA *continuación*




7144-0844 Bandeja universal 2

Artículo del catálogo	Descripción
7111-0080	Mango en T de liberación rápida
7144-0014	Guía de valgo femoral de 5° GENESIS II
7144-0016	Guía de valgo femoral de 6° GENESIS II
7144-0018	Guía de valgo femoral de 7° GENESIS II
7144-0198	Varilla de fijación de alineación tibial con púas GENESIS II
7144-0200	Alineación tibial intramedular GENESIS II
7144-0446	Varilla de fijación sin púas GENESIS II
7144-0448	Tubo de alineación tibial GENESIS II
7144-1143	Calibrador tibial GENESIS II MIS
7144-1144	Guía de alineación GENESIS II MIS DCF
7144-1148	Varilla de alineación de guía de corte tibial GENESIS II MIS
7151-2035	Varilla IM corta PROFIX® 8 mm
7151-2040	Varilla IM larga PROFIX 8 mm
7401-2111	Broca intramedular femoral, 9,5 mm
7144-0444	Abrazadera de tobillo ajustable GENESIS II

7401-0084 Impactador y bandeja de acabado JOURNEY° II

Artículo del catálogo	Descripción
7144-0145	Cúpula de escariador del alojamiento del sistema constreñido GENESIS° II P/S
7144-0324	Cuerpo de escariador rotuliano GENESIS II
7144-0373	Cinzel de caja
7401-1855	Broca de tetones femoral JOURNEY II CR
7401-1711	Impactador de implante femoral de fijación JOURNEY II CR
7401-1821	Protector amortiguador de impactador de implante femoral derecho JOURNEY
7401-1856	Protector amortiguador de impactador femoral de fijación izquierdo JOURNEY II CR
7401-1857	Protector amortiguador de impactador femoral de fijación derecho JOURNEY II CR
7401-2421	Impactador de guía de corte JOURNEY AP
7401-2455	Guía de tamaño femoral para JOURNEY II TKA, izquierda
7401-2456	Guía de tamaño femoral para JOURNEY II TKA, derecha
7401-2457	Calibrador de tamaño femoral para JOURNEY II TKA
7401-2514	Impactador de componente femoral de prueba JOURNEY
7401-2575	Guía de preparación de caja femoral JOURNEY II BCS, tam. 3-5
7401-2576	Guía de preparación de caja femoral JOURNEY II BCS, tam. 6-8
7401-2645	Bloque espaciador tibial estándar
7401-2812	Impactador de implante femoral de fijación JOURNEY II BCS
7401-2821	Protector amortiguador de impactador de implante femoral izquierdo JOURNEY
7401-2825	Herramienta de extracción JOURNEY II
7401-8603	Bloque de flexión-extensión estándar JOURNEY
7401-8608	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 9 mm
7401-8610	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 10 mm
7401-8611	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 11 mm
7401-8612	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 12 mm
7401-8613	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 13 mm
7401-8615	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 15 mm
7401-8618	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 18 mm
7401-8621	Espaciador de flexión-extensión JOURNEY, 21 mm



Instrumental JOURNEY[®] II TKA *continuación*



7401-0102 Bandeja patelar JOURNEY° II

Artículo del catálogo	Descripción
114943	Calibre GENESIS°
7144-0311	Guía de escariador patelar modificado GENESIS II
7144-0324	Cuerpo de escariador rotuliano GENESIS II
7144-0326	Tope de profundidad rotuliano GENESIS II
7144-0328	Medidor de profundidad biconvexo GENESIS II
7144-0330	Medidor de profundidad de revestimiento GENESIS II
7144-0342	Escariador de revestimiento GENESIS II, 29 mm
7144-0344	Escariador de revestimiento GENESIS II, 32 mm
7144-0346	Escariador de revestimiento GENESIS II, 35 mm
7144-0348	Escariador de revestimiento GENESIS II, 26 mm
7144-0510	Collarín de escariador rotuliano dentado GENESIS II, 23 mm
7144-0512	Collarín de escariador rotuliano dentado GENESIS II, 26 mm
7144-0514	Collarín de escariador rotuliano dentado GENESIS II, 29 mm
7144-0516	Collarín de escariador rotuliano dentado GENESIS II, 32 mm
7144-0518	Collarín de escariador rotuliano dentado GENESIS II, 35 mm
7144-0634	Escariador rotuliano biconvexo modificado GENESIS II, 23 mm
7144-0636	Escariador rotuliano biconvexo modificado GENESIS II, 26 mm
7144-0638	Escariador rotuliano biconvexo modificado GENESIS II, 29 mm
7144-0640	Escariador rotuliano biconvexo modificado GENESIS II, 32 mm
7401-0401	Broca de tetones de revestimiento JOURNEY
7401-0426	Guía de broca de revestimiento JOURNEY, 26 mm
7401-0429	Guía de broca de revestimiento JOURNEY, 29 mm
7401-0432	Guía de broca de revestimiento JOURNEY, 32 mm
7401-0435	Guía de broca de revestimiento JOURNEY, 35 mm
7401-9801	Abrazadera rotuliana para cementación JOURNEY
7403-4623	Componente patelar de prueba biconvexo JOURNEY, 23 mm estándar
7403-4626	Componente patelar de prueba biconvexo JOURNEY, 26 mm estándar
7403-4629	Componente patelar de prueba biconvexo JOURNEY, 29 mm estándar
7403-4632	Componente patelar de prueba biconvexo JOURNEY, 32 mm estándar
7403-4826	Revestimiento de componente patelar de prueba JOURNEY, 26 mm estándar
7403-4829	Revestimiento de componente patelar de prueba JOURNEY, 29 mm estándar
7403-4832	Revestimiento de componente patelar de prueba JOURNEY, 32 mm estándar
7403-4835	Revestimiento de componente patelar de prueba JOURNEY, 35 mm estándar

Instrumental JOURNEY[®] II TKA *continuación*





7401-0097 Bandeja de componentes atípicos JOURNEY° II tam. 1

Artículo del catálogo	Descripción
7401-1441	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 1
7403-1151	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 1
7403-1161	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 1
7403-1351	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 1
7403-1361	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 1
7403-2131	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 1
7403-2141	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 1

7401-0098 Bandeja de componentes atípicos JOURNEY II tam. 2

Artículo del catálogo	Descripción
7401-1442	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 2
7401-2574	Guía de preparación de caja femoral JOURNEY II BCS, tamaño 1-2
7403-1212	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 2
7403-1222	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 2
7403-1352	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 2
7403-1362	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 2
7403-2132	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 2
7403-2142	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 2

Instrumental JOURNEY[®] II TKA *continuación*





7401-0094 Bandeja femoral JOURNEY° II tam. 3-4

Artículo del catálogo	Descripción
7401-2413	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 3
7401-2414	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 4
7403-1214	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 4
7403-1224	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 4
7403-1353	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 3
7403-1354	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 4
7403-1363	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 3
7403-1364	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 4
7403-1583	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 3
7403-1593	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 3
7403-2133	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 3
7403-2134	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 4
7403-2143	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 3
7403-2144	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 4

7401-0095 Bandeja femoral JOURNEY II tam. 5-6

Artículo del catálogo	Descripción
7401-2415	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 5
7401-2416	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 6
7403-1215	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 5
7403-1216	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 6
7403-1225	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 5
7403-1226	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 6
7403-1355	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 5
7403-1356	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 6
7403-1365	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 5
7403-1366	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 6
7403-2135	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 5
7403-2136	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 6
7403-2145	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 5
7403-2146	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 6

Instrumental JOURNEY[®] II TKA *continuación*




7401-0096 Bandeja femoral JOURNEY° II tam. 7-8

Artículo del catálogo	Descripción
7401-2417	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 7
7401-2418	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 8
7403-1217	Componente femoral de prueba derecho JOURNEY II TKA, tamaño 7
7403-1218	Componente femoral de prueba derecho JOURNEY II TKA, tamaño 8
7403-1227	Componente femoral de prueba izquierdo JOURNEY II TKA, tamaño 7
7403-1228	Componente femoral de prueba izquierdo JOURNEY II TKA, tamaño 8
7403-1357	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 7
7403-1358	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 8
7403-1367	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 7
7403-1368	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 8
7403-2137	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 7
7403-2138	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 8
7403-2147	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 7
7403-2148	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 8

7401-0099 Bandeja de componentes atípicos JOURNEY II tam. 9

Artículo del catálogo	Descripción
7401-2419	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 9
7401-2577	Guía de preparación de caja JOURNEY II BCS, tamaño 9-10
7401-8609	Bloque de extensión-flexión JOURNEY, grande
7403-1159	Componente femoral de prueba derecho para JOURNEY II TKA, tamaño 9
7403-1169	Componente femoral de prueba izquierdo para JOURNEY II TKA, tamaño 9
7403-1359	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 9
7403-1369	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 9
7403-2139	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 9
7403-2149	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 9

Instrumental JOURNEY[®] II TKA *continuación*



7401-0100 Bandeja de componentes atípicos JOURNEY° II tam. 10

Artículo del catálogo	Descripción
7401-2410	Guía de corte femoral JOURNEY DCF AP, tamaño 10
7403-1150	Componente femoral de prueba derecho total de rodilla JOURNEY II, tamaño 10
7403-1160	Componente femoral de prueba izquierdo total de rodilla JOURNEY II, tamaño 10
7403-1360	Componente de prueba de escotadura femoral derecha JOURNEY II CR, tamaño 10
7403-1370	Componente de prueba de escotadura femoral izquierda JOURNEY II CR, tamaño 10
7403-2130	Componente de prueba de cajón derecho JOURNEY II BCS, tamaño 10
7403-2140	Componente de prueba de cajón izquierdo JOURNEY II BCS, tamaño 10



**7401-0076 Bandeja tibial de placa profunda Izq.
JOURNEY° II CR, tam. 1-2**

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9991	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tamaño 1-2
7143-0161	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tamaño 1
7143-0163	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tamaño 2
7403-3614	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 13 mm
7403-3615	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 15 mm
7403-3616	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 18 mm
7403-3621	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 9 mm
7403-3622	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 10 mm
7403-3623	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 11 mm
7403-3624	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 12 mm
7403-5721	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 1-2, 9 mm
7403-5722	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 1-2, 10 mm
7403-5723	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 1-2, 11 mm
7403-5724	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 1-2, 12 mm

**7401-0077 Bandeja tibial de placa profunda Der.
JOURNEY II CR, tam. 1-2**

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9991	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tamaño 1-2
7143-0177	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tamaño 1
7143-0179	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tamaño 2
7403-3610	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 12 mm
7403-3611	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 9 mm
7403-3612	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 10 mm
7403-3613	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 1-2, 11 mm
7403-3614	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 13 mm
7403-3615	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 15 mm
7403-3616	Espaciador de inserto universal tamaño 1-2, 18 mm
7403-5711	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 1-2, 9 mm
7403-5712	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 1-2, 10 mm
7403-5713	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 1-2, 11 mm
7403-5714	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 1-2, 12 mm

Instrumental JOURNEY^o II CR *continuación*



7401-0078 Bandeja tibial de placa profunda Izq. JOURNEY° II CR, tam. 3-4

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9993	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tamaño 3-4
7143-0165	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tamaño 3
7143-0167	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tamaño 4
7403-3634	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 13 mm
7403-3635	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 15 mm
7403-3636	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 18 mm
7403-3641	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 9 mm
7403-3642	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 10 mm
7403-3643	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 11 mm
7403-3644	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 12 mm
7403-5741	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 3-4, 9 mm
7403-5742	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 3-4, 10 mm
7403-5743	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 3-4, 11 mm
7403-5744	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 3-4, 12 mm

7401-0079 Bandeja tibial de placa profunda Der. JOURNEY II CR, tam. 3-4

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9993	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tamaño 3-4
7143-0181	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tamaño 3
7143-0183	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tamaño 4
7403-3630	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 12 mm
7403-3631	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 9 mm
7403-3632	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 10 mm
7403-3633	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tamaño 3-4, 11 mm
7403-3634	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 13 mm
7403-3635	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 15 mm
7403-3636	Espaciador de inserto universal tamaño 3-4, 18 mm
7403-5731	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 3-4, 9 mm
7403-5732	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 3-4, 10 mm
7403-5733	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 3-4, 11 mm
7403-5734	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 3-4, 12 mm



7401-0080 Bandeja tibial de placa profunda Izq. JOURNEY° II CR, tam. 5-6

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9995	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 5-6
7143-0169	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 5
7143-0171	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 6
7403-3654	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 13 mm
7403-3655	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 15 mm
7403-3656	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 18 mm
7403-3661	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 5-6, 9 mm
7403-3662	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 5-6, 10 mm
7403-3663	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 5-6, 11 mm
7403-3664	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 5-6, 12 mm
7403-5761	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 5-6, 9 mm
7403-5762	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 5-6, 10 mm
7403-5763	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 5-6, 11 mm
7403-5764	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 5-6, 12 mm

7401-0081 Bandeja tibial de placa profunda Der. JOURNEY II CR, tam. 5-6

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9995	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 5-6
7143-0185	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 5
7143-0187	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 6
7403-3650	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 5-6, 12 mm
7403-3651	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 5-6, 9 mm
7403-3652	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 5-6, 10 mm
7403-3653	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 5-6, 11 mm
7403-3654	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 13 mm
7403-3655	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 15 mm
7403-3656	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 18 mm
7403-5751	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 5-6, 9 mm
7403-5752	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 5-6, 10 mm
7403-5753	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 5-6, 11 mm
7403-5754	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 5-6, 12 mm

Instrumental JOURNEY^o II CR *continuación*





7401-0082 Bandeja tibial de placa profunda Izq. JOURNEY° II CR, tam. 7-8

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9997	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 7-8
7143-0173	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 7
7143-0175	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 8
7403-3674	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 13 mm
7403-3675	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 15 mm
7403-3676	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 18 mm
7403-3681	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 7-8, 9 mm
7403-3682	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 7-8, 10 mm
7403-3683	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 7-8, 11 mm
7403-3684	Componente de prueba de inserto izquierdo JOURNEY II CR, tam. 7-8, 12 mm
7403-5781	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 7-8, 9 mm
7403-5782	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 7-8, 10 mm
7403-5783	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 7-8, 11 mm
7403-5784	Componente de prueba de inserto de placa profunda izquierdo JOURNEY II, tam. 7-8, 12 mm

7401-0083 Bandeja tibial de placa profunda Der. JOURNEY II CR, tam. 7-8

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9997	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 7-8
7143-0189	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 7
7143-0191	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 8
7403-3670	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 7-8, 12 mm
7403-3671	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 7-8, 9 mm
7403-3672	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 7-8, 10 mm
7403-3673	Componente de prueba de inserto derecho JOURNEY II CR, tam. 7-8, 11 mm
7403-3674	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 13 mm
7403-3675	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 15 mm
7403-3676	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 18 mm
7403-5771	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 7-8, 9 mm
7403-5772	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 7-8, 10 mm
7403-5773	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 7-8, 11 mm
7403-5774	Componente de prueba de inserto de placa profunda derecho JOURNEY II, tam. 7-8, 12 mm

Instrumental JOURNEY[®] II BCS





7401-0086 Bandeja tibial constreñida Izq.
JOURNEY° II BCS, tam. 1-2

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9991	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 1-2
7143-0161	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 1
7143-0163	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 2
7403-3614	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 13 mm
7403-3615	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 15 mm
7403-3616	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 18 mm
7403-3617	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 21 mm
7403-4221	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 9 mm
7403-4222	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 10 mm
7403-4224	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 11 mm
7403-4225	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 12 mm
7403-5221	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 9 mm
7403-5222	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 10 mm
7403-5223	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 11 mm
7403-5224	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 12 mm

7401-0087 Bandeja tibial constreñida Der.
JOURNEY II BCS, tam. 1-2

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9991	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 1-2
7143-0177	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 1
7143-0179	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 2
7403-3614	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 13 mm
7403-3615	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 15 mm
7403-3616	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 18 mm
7403-3617	Espaciador de inserto universal tam. 1-2, 21 mm
7403-4211	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 9 mm
7403-4212	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 10 mm
7403-4213	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 11 mm
7403-4214	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 12 mm
7403-5211	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 9 mm
7403-5212	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 10 mm
7403-5213	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 11 mm
7403-5214	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 1-2, 12 mm

Instrumental JOURNEY[®] II BCS *continuación*





7401-0088 Bandeja tibial constreñida Izq. JOURNEY° II BCS, tam. 3-4

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9993	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 3-4
7143-0165	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 3
7143-0167	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 4
7403-3634	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 13 mm
7403-3635	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 15 mm
7403-3636	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 18 mm
7403-3637	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 21 mm
7403-4241	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 9 mm
7403-4242	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 10 mm
7403-4243	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 11 mm
7403-4244	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 12 mm
7403-5241	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 9 mm
7403-5242	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 10 mm
7403-5243	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 11 mm
7403-5244	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 12 mm

7401-0089 Bandeja tibial constreñida Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9993	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 3-4
7143-0181	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 3
7143-0183	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 4
7403-3634	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 13 mm
7403-3635	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 15 mm
7403-3636	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 18 mm
7403-3637	Espaciador de inserto universal tam. 3-4, 21 mm
7403-4231	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 9 mm
7403-4233	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 10 mm
7403-4234	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 11 mm
7403-4235	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 12 mm
7403-5231	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 9 mm
7403-5232	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 10 mm
7403-5233	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 11 mm
7403-5234	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 3-4, 12 mm

Instrumental JOURNEY[®] II BCS *continuación*





7010-090 Bandeja tibial constreñida Izq. JOURNEY° II BCS, tam. 5-6

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9995	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 5-6
7143-0169	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 5
7143-0171	Componente tibial de prueba Izq. sin vástago GENESIS II, tam. 6
7403-3654	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 13 mm
7403-3655	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 15 mm
7403-3656	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 18 mm
7403-3657	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 21 mm
7403-4261	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 9 mm
7403-4262	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 10 mm
7403-4263	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 11 mm
7403-4264	Componente de prueba de inserto constreñido Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 12 mm
7403-5261	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 9 mm
7403-5262	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 10 mm
7403-5263	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 11 mm
7403-5264	Componente de prueba de inserto articular Izq. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 12 mm

7401-0091 Bandeja tibial constreñida Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9995	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 5-6
7143-0185	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 5
7143-0187	Componente tibial de prueba Der. sin vástago GENESIS II, tam. 6
7403-3654	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 13 mm
7403-3655	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 15 mm
7403-3656	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 18 mm
7403-3657	Espaciador de inserto universal tam. 5-6, 21 mm
7403-4251	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 9 mm
7403-4252	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 10 mm
7403-4253	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 11 mm
7403-4254	Componente de prueba de inserto constreñido Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 12 mm
7403-5251	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 9 mm
7403-5252	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 10 mm
7403-5253	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 11 mm
7403-5254	Componente de prueba de inserto articular Der. JOURNEY II BCS, tam. 5-6, 12 mm

Instrumental JOURNEY[®] II BCS *continuación*



7401-0092 Bandeja tibial constreñida Izq. JOURNEY° II BCS, tam. 7-8

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9997	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS° II, tam. 7-8
7143-0173	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 7
7143-0175	Componente tibial de prueba izquierdo sin vástago GENESIS II, tam. 8
7403-3674	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 13 mm
7403-3675	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 15 mm
7403-3676	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 18 mm
7403-3677	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 21 mm
7403-4281	Componente de prueba de inserto constreñido izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 9 mm
7403-4282	Componente de prueba de inserto constreñido izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 10 mm
7403-4283	Componente de prueba de inserto constreñido izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 11 mm
7403-4284	Componente de prueba de inserto constreñido izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 12 mm
7403-5281	Componente de prueba de inserto articular izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 9 mm
7403-5282	Componente de prueba de inserto articular izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 10 mm
7403-5283	Componente de prueba de inserto articular izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 11 mm
7403-5284	Componente de prueba de inserto articular izquierdo JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 12 mm

7401-0093 Bandeja tibial constreñida Der. JOURNEY II BCS, tam. 7-8

Artículo del catálogo	Descripción
7144-9997	Perforador de aleta-vástago no poroso GENESIS II, tam. 7-8
7143-0189	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 7
7143-0191	Componente tibial de prueba derecho sin vástago GENESIS II, tam. 8
7403-3674	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 13 mm
7403-3675	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 15 mm
7403-3676	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 18 mm
7403-3677	Espaciador de inserto universal tam. 7-8, 21 mm
7403-4271	Componente de prueba de inserto constreñido derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 9 mm
7403-4272	Componente de prueba de inserto constreñido derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 10 mm
7403-4273	Componente de prueba de inserto constreñido derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 11 mm
7403-4274	Componente de prueba de inserto constreñido derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 12 mm
7403-5271	Componente de prueba de inserto articular derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 9 mm
7403-5272	Componente de prueba de inserto articular derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 10 mm
7403-5273	Componente de prueba de inserto articular derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 11 mm
7403-5274	Componente de prueba de inserto articular derecho JOURNEY II BCS, tam. 7-8, 12 mm


7401-4427 Bandeja de perforación y pines de fijación tibiales JOURNEY® II XR°

Artículo del catálogo	Descripción
7401-4491	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 1
7401-4492	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 2
7401-4493	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 3
7401-4494	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 4
7401-4495	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 5
7401-4496	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 6
7401-4497	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 7
7401-4498	Bandeja de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 8
7401-4471	Guía de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 1-2
7401-4472	Guía de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 3-4
7401-4476	Guía de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 5-6
7401-4478	Guía de perforación tibial JOURNEY II XR Tamaño 7-8
7401-4526	Perforador de quilla tibial JOURNEY II XR Tam. 1-2
7401-4527	Perforador de quilla tibial JOURNEY II XR Tam. 3-4
7401-4528	Perforador de quilla tibial JOURNEY II XR Tam. 5-6
7401-4529	Perforador de quilla tibial JOURNEY II XR Tam. 7-8
7401-3470	SPEED PIN° de 30 mm con reborde
7401-3471	SPEED PIN de 45 mm con reborde
7401-3480	SPEED PIN de 65 mm sin reborde
7401-4531	SPEED PIN JOURNEY II XR de 6 mm x 27 mm
7401-4535	SPEED PIN JOURNEY II XR de 6,5 mm x 40 mm
7401-3401	SPEED PIN de 110 mm sin reborde

7401-4428 Bandejas de instrumental principal JOURNEY° II XR°

Artículo del catálogo	Descripción
7144-1351	Raspa ósea JOURNEY
7193-5186	Cureta de Scott Cement
7401-4461	Tubo de alineación extramedular JOURNEY II
7401-4464	Guía de datos tibial JOURNEY II XR° 3° Der.
7401-4463	Guía de datos tibial JOURNEY II XR 3° Izq.
7401-4475	Guía de datos tibial JOURNEY II XR 5° Izq.
7401-4477	Guía de datos tibial JOURNEY II XR 5° Der.
7401-4466	Calibrador de orientación tibial JOURNEY II XR Der.
7401-4465	Calibrador de orientación tibial JOURNEY II XR Izq.
7401-4467	Calibrador de profundidad tibial JOURNEY II XR
7401-4468	Guía de hoja de sierra lateral JOURNEY II XR Izq.
7401-4469	Guía de hoja de sierra lateral JOURNEY II XR Der.
7401-4481	Base tibial de prueba JOURNEY II XR Tam. 1-2
7401-4482	Base tibial de prueba JOURNEY II XR Tam. 3-4
7401-4483	Base tibial de prueba JOURNEY II XR Tam. 5-6
7401-4484	Base tibial de prueba JOURNEY II XR Tam. 7-8
7403-3525	Medidor femoral distal JOURNEY II Tam. 1-8 Izq.
7403-3526	Medidor femoral distal JOURNEY II Tam. 9-10 Izq.
7403-3528	Medidor femoral distal JOURNEY II Tam. 9-10 Der.
7403-3527	Medidor femoral distal JOURNEY II Tam. 1-8 Der.
7401-4532	Escoplo de eminencia anterior JOURNEY II XR
7401-4525	Guía de escoplo de eminencia anterior XR
7401-4452	Guía de escoplo de eminencia anterior XR larga
7401-3977	Mango de componente de prueba de inserto XR
7401-4533	Impactor de implante de base tibial JOURNEY II XR
7401-4485	Plantilla de tamaño tibial JOURNEY II XR pequeña
7401-4486	Plantilla de tamaño tibial JOURNEY II XR grande
7401-3992	Varilla de fijación tibial sin púas JOURNEY II XR


Instrumental JOURNEY[®] II XR[®] *continuación*



7401-4434 Bandeja de inserto de prueba JOURNEY° II XR° Tam. 1-2, 7-8 Izq.

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3801	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial 0° 8 mm
7401-3802	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial 0° 9 mm
7401-3803	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial 0° 10 mm
7401-3804	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial 0° 11 mm
7401-3805	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial 0° 12 mm
7401-3806	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral 0° 8 mm
7401-3807	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral 0° 9 mm
7401-3808	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral 0° 10 mm
7401-3809	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral 0° 11 mm
7401-3811	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral 0° 12 mm
7401-3889	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial -2° 8 mm
7401-3890	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial -2° 9 mm
7401-3891	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial -2° 10 mm
7401-3892	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial -2° 11 mm
7401-3893	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Medial -2° 12 mm
7401-3894	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral -2° 8 mm
7401-3895	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral -2° 9 mm
7401-3896	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral -2° 10 mm
7401-3897	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral -2° 11 mm
7401-3898	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Izq. Lateral -2° 12 mm
7403-3753	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Izq. Medial +2° 8 mm
7403-3754	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Izq. Medial +2° 9 mm
7403-3755	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Izq. Medial +2° 10 mm
7403-3756	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Izq. Medial +2° 11 mm
7403-3757	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Izq. Medial +2° 12 mm
7403-3776	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2/7-8 Izq. Medial 0° 6 mm
7403-3788	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2/7-8 Izq. Medial +2° 6 mm


Instrumental JOURNEY[®] II XR[®] *continuación*



**7401-4434 Bandeja de inserto de prueba
JOURNEY° II XR° Tam. 1-2, 7-8 Izq. *continuación***

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3867	Inserto tibial de prueba XR° Tam. 7-8 Izq. Medial 0° 8 mm
7401-3868	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial 0° 9 mm
7401-3869	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial 0° 10 mm
7401-3871	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial 0° 11 mm
7401-3872	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial 0° 12 mm
7401-3873	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral 0° 8 mm
7401-3874	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral 0° 9 mm
7401-3875	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral 0° 10 mm
7401-3876	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral 0° 11 mm
7401-3877	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral 0° 12 mm
7401-3955	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial -2° 8 mm
7401-3956	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial -2° 9 mm
7401-3957	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial -2° 10 mm
7401-3958	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial -2° 11 mm
7401-3959	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Medial -2° 12 mm
7401-3961	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral -2° 8 mm
7401-3962	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral -2° 9 mm
7401-3963	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral -2° 10 mm
7401-3964	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral -2° 11 mm
7401-3965	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Izq. Lateral -2° 12 mm
7403-3789	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Izq. Medial +2° 8 mm
7403-3790	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Izq. Medial +2° 9 mm
7403-3791	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Izq. Medial +2° 10 mm
7403-3792	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Izq. Medial +2° 11 mm
7403-3793	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Izq. Medial +2° 12 mm


Instrumental JOURNEY[®] II XR[®] *continuación*



7401-4435 Bandeja de inserto de prueba JOURNEY° II XR° Tam. 1-2, 7-8, Der.

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3812	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial 0° 8 mm
7401-3813	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial 0° 9 mm
7401-3814	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial 0° 10 mm
7401-3815	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial 0° 11 mm
7401-3816	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial 0° 12 mm
7401-3817	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral 0° 8 mm
7401-3818	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral 0° 9 mm
7401-3819	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral 0° 10 mm
7401-3821	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral 0° 11 mm
7401-3822	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral 0° 12 mm
7401-3899	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial -2° 8 mm
7401-3901	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial -2° 9 mm
7401-3902	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial -2° 10 mm
7401-3903	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial -2° 11 mm
7401-3904	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Medial -2° 12 mm
7401-3905	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral -2° 8 mm
7401-3906	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral -2° 9 mm
7401-3907	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral -2° 10 mm
7401-3908	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral -2° 11 mm
7401-3909	Inserto tibial de prueba XR Tam. 1-2 Der. Lateral -2° 12 mm
7403-3759	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Der. Medial +2° 8 mm
7403-3760	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Der. Medial +2° 9 mm
7403-3761	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Der. Medial +2° 10 mm
7403-3762	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Der. Medial +2° 11 mm
7403-3763	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2 Der. Medial +2° 12 mm
7403-3782	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2/7-8 Der. Medial 0° 6 mm
7403-3794	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 1-2/7-8 Der. Medial +2° 6 mm


Instrumental JOURNEY[◊] II XR[◊] *continuación*



7401-4435 Bandeja de inserto de prueba
JOURNEY® II XR° Tam. 1-2, 7-8, Der. continuación

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3878	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial 0° 8 mm
7401-3879	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial 0° 9 mm
7401-3881	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial 0° 10 mm
7401-3882	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial 0° 11 mm
7401-3883	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial 0° 12 mm
7401-3884	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral 0° 8 mm
7401-3885	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral 0° 9 mm
7401-3886	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral 0° 10 mm
7401-3887	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral 0° 11 mm
7401-3888	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral 0° 12 mm
7401-3966	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial -2° 8 mm
7401-3967	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial -2° 9 mm
7401-3968	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial -2° 10 mm
7401-3969	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial -2° 11 mm
7401-3971	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Medial -2° 12 mm
7401-3972	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral -2° 8 mm
7401-3973	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral -2° 9 mm
7401-3974	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral -2° 10 mm
7401-3975	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral -2° 11 mm
7401-3976	Inserto tibial de prueba XR Tam. 7-8 Der. Lateral -2° 12 mm
7403-3795	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Der. Medial +2° 8 mm
7403-3796	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Der. Medial +2° 9 mm
7403-3797	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Der. Medial +2° 10 mm
7403-3798	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Der. Medial +2° 11 mm
7403-3799	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 7-8 Der. Medial +2° 12 mm


Instrumental JOURNEY[®] II XR[®] *continuación*



7401-4432 Bandeja de inserto de prueba JOURNEY° II XR° Tam. 3-4, 5-6, Izq.

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3823	Inserto tibial de prueba XR° Tam. 3-4 Izq. Medial 0° 8 mm
7401-3824	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial 0° 9 mm
7401-3825	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial 0° 10 mm
7401-3826	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial 0° 11 mm
7401-3827	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial 0° 12 mm
7401-3828	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral 0° 8 mm
7401-3829	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral 0° 9 mm
7401-3831	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral 0° 10 mm
7401-3832	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral 0° 11 mm
7401-3833	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral 0° 12 mm
7401-3911	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial -2° 8 mm
7401-3912	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial -2° 9 mm
7401-3913	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial -2° 10 mm
7401-3914	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial -2° 11 mm
7401-3915	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Medial -2° 12 mm
7401-3916	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral -2° 8 mm
7401-3917	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral -2° 9 mm
7401-3918	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral -2° 10 mm
7401-3919	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral -2° 11 mm
7401-3921	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Izq. Lateral -2° 12 mm
7403-3765	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Izq. Medial +2° 8 mm
7403-3766	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Izq. Medial +2° 9 mm
7403-3767	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Izq. Medial +2° 10 mm
7403-3768	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Izq. Medial +2° 11 mm
7403-3769	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Izq. Medial +2° 12 mm
7403-3752	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4/5-6 Izq. Medial 0° 6 mm
7403-3764	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4/5-6 Izq. Medial +2° 6 mm


Instrumental JOURNEY[◊] II XR[◊] *continuación*



7401-4432 Bandeja de inserto de prueba
JOURNEY[®] II XR[°] Tam. 3-4, 5-6, Izq. *continuación*

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3845	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial 0° 8 mm
7401-3846	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial 0° 9 mm
7401-3847	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial 0° 10 mm
7401-3848	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial 0° 11 mm
7401-3849	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial 0° 12 mm
7401-3851	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral 0° 8 mm
7401-3852	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral 0° 9 mm
7401-3853	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral 0° 10 mm
7401-3854	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral 0° 11 mm
7401-3855	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral 0° 12 mm
7401-3933	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial -2° 8 mm
7401-3934	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial -2° 9 mm
7401-3935	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial -2° 10 mm
7401-3936	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial -2° 11 mm
7401-3937	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Medial -2° 12 mm
7401-3938	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral -2° 8 mm
7401-3939	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral -2° 9 mm
7401-3941	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral -2° 10 mm
7401-3942	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral -2° 11 mm
7401-3943	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Izq. Lateral -2° 12 mm
7403-3777	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Izq. Medial +2° 8 mm
7403-3778	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Izq. Medial +2° 9 mm
7403-3779	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Izq. Medial +2° 10 mm
7403-3780	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Izq. Medial +2° 11 mm
7403-3781	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Izq. Medial +2° 12 mm


Instrumental JOURNEY[◊] II XR[◊] *continuación*



7401-4433 Bandeja de componente de prueba de inserto JOURNEY° II XR° Tam. 3-4, 5-6, Der.

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3834	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial 0° 8 mm
7401-3835	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial 0° 9 mm
7401-3836	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial 0° 10 mm
7401-3837	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial 0° 11 mm
7401-3838	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial 0° 12 mm
7401-3839	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral 0° 8 mm
7401-3841	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral 0° 9 mm
7401-3842	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral 0° 10 mm
7401-3843	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral 0° 11 mm
7401-3844	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral 0° 12 mm
7401-3922	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial -2° 8 mm
7401-3923	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial -2° 9 mm
7401-3924	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial -2° 10 mm
7401-3925	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial -2° 11 mm
7401-3926	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Medial -2° 12 mm
7401-3927	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral -2° 8 mm
7401-3928	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral -2° 9 mm
7401-3929	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral -2° 10 mm
7401-3931	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral -2° 11 mm
7401-3932	Inserto tibial de prueba XR Tam. 3-4 Der. Lateral -2° 12 mm
7403-3771	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Der. Medial +2° 8 mm
7403-3772	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Der. Medial +2° 9 mm
7403-3773	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Der. Medial +2° 10 mm
7403-3774	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Der. Medial +2° 11 mm
7403-3775	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4 Der. Medial +2° 12 mm
7403-3758	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4/5-6 Der. Medial 0° 6 mm
7403-3770	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 3-4/5-6 Der. Medial +2° 6 mm

Instrumental JOURNEY[®] II XR[®] *continuación*



7401-4433 Bandeja de componente de prueba de inserto JOURNEY® II XR° Tam. 3-4, 5-6, Der. *continuación*

Artículo del catálogo	Descripción
7401-3856	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial 0° 8 mm
7401-3857	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial 0° 9 mm
7401-3858	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial 0° 10 mm
7401-3859	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial 0° 11 mm
7401-3861	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial 0° 12 mm
7401-3862	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral 0° 8 mm
7401-3863	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral 0° 9 mm
7401-3864	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral 0° 10 mm
7401-3865	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral 0° 11 mm
7401-3866	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral 0° 12 mm
7401-3944	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial -2° 8 mm
7401-3945	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial -2° 9 mm
7401-3946	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial -2° 10 mm
7401-3947	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial -2° 11 mm
7401-3948	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Medial -2° 12 mm
7401-3949	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral -2° 8 mm
7401-3951	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral -2° 9 mm
7401-3952	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral -2° 10 mm
7401-3953	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral -2° 11 mm
7401-3954	Inserto tibial de prueba XR Tam. 5-6 Der. Lateral -2° 12 mm
7403-3783	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Der. Medial +2° 8 mm
7403-3784	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Der. Medial +2° 9 mm
7403-3785	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Der. Medial +2° 10 mm
7403-3786	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Der. Medial +2° 11 mm
7403-3787	Componente de prueba tibial de repetición de corte XR Tam. 5-6 Der. Medial +2° 12 mm

Precaución: La legislación federal estadounidense restringe la venta de estos dispositivos a un médico o bajo orden facultativa.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas las indicaciones de uso, contraindicaciones, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso de cada producto antes de utilizarlo.

Apoyando a los profesionales sanitarios desde hace más de 150 años

Smith & Nephew, Inc.
1450 Brooks Road
Memphis, TN 38116
EE. UU.

Teléfono: +1-901-396-2121
Información: +1-800-821-5700
Pedidos/Consultas: +1-800-238-7538

www.smith-nephew.com

°Marca comercial de Smith & Nephew.
©2018 Smith & Nephew.
00828-es V5 02/18