

Smith+Nephew

JOURNEY[◇] II UK
Prothèse unicompartmentale
de genou

Guide des spécifications du système




Dimensions du composant fémoral JOURNEY[◇] II UK



Taille	A-P	SI
1	40	28,8
2	42	30,6
3	44	32,3
4	46	34,0
5	48	35,9
6	50	37,7
7	52	39,6
8	54	41,3
9	56	43,2
10	58	45,2

Dimensions de l'embase tibiale JOURNEY[◇] II UK



Taille	A-P	M-L	
		Médiale	Latérale
0	38		23
1	40	22,3	24,3
2	42	23,7	25,7
3	44	25	27
4	46	26	28,3
5	48	27	29,7
6	50	28	31
7	52	29	32,3
8	54	30	
9	56	31	
10	58	32	

Composants fémoraux JOURNEY[◇] II

UK Disponibles en zirconium oxydé OXINIUM[◇]

Taille	LM/RL	RM/LL
1	7402-6021	7402-6031
2	7402-6022	7402-6032
3	7402-6023	7402-6033
4	7402-6024	7402-6034
5	7402-6025	7402-6035
6	7402-6026	7402-6036
7	7402-6027	7402-6037
8	7402-6028	7402-6038
9	7402-6029	7402-6039
10	7402-6030	7402-6040

Embases tibiales médiales JOURNEY[◇] II UK

Taille	Gauche*	Droite*
1	7402-6711	7402-6721
2	7402-6712	7402-6722
3	7402-6713	7402-6723
4	7402-6714	7402-6724
5	7402-6715	7402-6725
6	7402-6716	7402-6726
7	7402-6717	7402-6727
8	7402-6718	7402-6728
9	7402-6719	7402-6729
10	7402-6720	7402-6730

* Une utilisation secondaire des embases médiales est possible dans le compartiment controlatéral. Par exemple, une embase médiale gauche peut être utilisée dans le compartiment latéral droit et une embase médiale droite peut être utilisée dans le compartiment latéral gauche.

Embases tibiales latérales JOURNEY[◇] II UK

Taille	Gauche*	Droite*
0	7402-6130	7402-6140
1	7402-6131	7402-6141
2	7402-6132	7402-6142
3	7402-6133	7402-6143
4	7402-6134	7402-6144
5	7402-6135	7402-6145
6	7402-6136	7402-6146
7	7402-6137	7402-6147

* Une utilisation secondaire des embases latérales est possible dans le compartiment controlatéral. Par exemple, une embase latérale gauche peut être utilisée dans le compartiment médial droit et une embase latérale droite peut être utilisée dans le compartiment médial gauche.

Inserts médiaux JOURNEY^o II UK

Épaisseur	Taille 1-2	Taille 3-4	Taille 5-6
8 mm	7402-6148	7402-6158	7402-6168
9 mm	7402-6149	7402-6159	7402-6169
10 mm	7402-6150	7402-6160	7402-6170
11 mm	7402-6151	7402-6161	7402-6171
12 mm	7402-6152	7402-6162	7402-6172
13 mm	7402-6153	7402-6163	7402-6173
14 mm*	7402-6154	7402-6164	7402-6174

Épaisseur	Taille 7-8	Tailles 9-10
8 mm	7402-6178	7402-6188
9 mm	7402-6179	7402-6189
10 mm	7402-6180	7402-6190
11 mm	7402-6181	7402-6191
12 mm	7402-6182	7402-6192
13 mm	7402-6183	7402-6193
14 mm*	7402-6184	7402-6194

* Commande particulière uniquement

Inserts latéraux JOURNEY[◇] II UK

Épaisseur	Taille 0-1	Taille 2-3
8 mm	7402-6248	7402-6258
9 mm	7402-6249	7402-6259
10 mm	7402-6250	7402-6260
11 mm	7402-6251	7402-6261
12 mm	7402-6252	7402-6262
13 mm	7402-6253	7402-6263
14 mm*	7402-6254	7402-6264

Épaisseur	Taille 4-5	Taille 6-7
8 mm	7402-6268	7402-6278
9 mm	7402-6269	7402-6279
10 mm	7402-6270	7402-6280
11 mm	7402-6271	7402-6281
12 mm	7402-6272	7402-6282
13 mm	7402-6273	7402-6283
14 mm*	7402-6274	7402-6284

* Commande particulière uniquement

Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, y compris les indications d'utilisation, contre-indications, effets, mises en garde et avertissements, consultez le mode d'emploi du produit avant de l'utiliser.

Distributeur en France :

Smith & Nephew, S.A.S.
40/52 Boulevard du Parc
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
France
T+33(0) 800 111 220
F+33(0) 1 46 41 24 11

www.smith-nephew.fr

Smith & Nephew, S.A.S.
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.366.150 euros -
577 150 840 R.C.S. Nanterre

© 2020 Smith & Nephew

®Marque de commerce de Smith & Nephew

Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce sont
reconnues. Imprimé en France.

17502-fr V2 04/20