

Einfach fortschrittlich

Das EVOS WRIST System bietet ein umfassendes Lösungskonzept zur Behandlung einfacher und komplexer Handgelenksfrakturen.

www.EVOSSmall.com

 **smith&nephew**
EVOS[®] WRIST
Plattensystem



Wir stehen Medizinern und
Pflegerinnen unterstützend zur Seite

Handgelenksfrakturen sind schon kompliziert genug. Lassen Sie sich nicht auch noch von Ihrem System einschränken!

Das EVOS[®] WRIST Plattensystem bietet:


- Flexibilität bei der Wahl zwischen palmaren Platten aus Edelstahl oder Titan
- Das Design der Platten und Schrauben gewährleistet ein flaches Profil, unabhängig davon, ob die Schrauben im fixen oder im variablen Winkel von bis zu 15° eingebracht werden
- Plattenoptionen, die allen distalen Radius- und distalen Ulnafrakturen gerecht werden
- Dorsale Platten aus Titan und Unterarmplatten aus Edelstahl je nach Wahl




Umfangreiches Plattensystem



EVOS° WRIST
Edelstahl



Palmar



Unterarm

EVOS° WRIST Titan



Palmar

Dorsal

Ulna distal

Nahtlose Kompatibilität

Mit EVOS° WRIST Titan und VLP Mini Mod haben Sie das passende System vom Unterarm bis zur Fingerspitze.

– Die Schrauben, Bohrer und Schraubendreher sind mit allen Systemen kompatibel.



Die Systeme EVOS° WRIST Edelstahl und EVOS° MINI bieten Edelstahloptionen zur Fixation von Unterarm, Handgelenk und Hand.

– Die Schrauben, Bohrer und Schraubendreher sind mit allen Systemen kompatibel.



Fortschrittliche Technologie für einfache bis hin zu komplexen Handgelenksfrakturen

Titanschrauben

1,8 mm			2,4 mm		3,5 mm
Verriegelungsstift	Kortikalischraube	Verriegelungsschraube	Kortikalischraube	Verriegelungsschraube	
					

Edelstahlschrauben

1,8 mm			2,4 mm		3,5 mm
Verriegelungsstift	Kortikalischraube	Verriegelungsschraube	Kortikalischraube	Verriegelungsschraube	
					

Verriegelungstechnologie mit variablem Winkel




Die Schraubenlöcher erlauben eine winkelstabile Verriegelung bis zu 15° Abwinkelung zur zentralen Lochachse



Ein Bohrer Ein Schraubendreher

Edelstahl

Bohrer 1,8 mm
Schraubendreher T7



Schrauben 2,4 mm Stifte 1,8 mm

Bohrer 2,5 mm
Sechskantschraubendreher 2,5 mm



Schrauben 3,5 mm

Titan

Bohrer 1,8 mm
Schraubendreher T7



Schrauben 2,4 mm Stifte 1,8 mm

Bohrer 2,5 mm
Schraubendreher T15



Schrauben 3,5 mm


Flaches Profil

Das Design der Platten und Schrauben gewährleistet ein flaches Profil, unabhängig davon, ob die Schrauben im fixen oder im variablen Winkel von bis zu 15° eingebracht werden.



Neuartiges Platten- und Schraubendesign

Anatomische frakturspezifische dorsale Plattenoptionen




Dorsale Stützplatte, Standard

Dorsale Stützplatte, breit




Palmare Plattenoptionen für intraartikuläre und extraartikuläre Frakturen



Anatomische Unterarmplatten

Proximale Radiusschaftplatte




Radiusschaftplatte




EVOS[◇] WRIST Titan-System


Komplettsysteme mit allen erforderlichen Platten, Schrauben und Instrumenten für die palmare Plattenfixation.



Hinweis: Kompatibel mit dem EVOS WRIST Titan-System.



EVOS WRIST Edelstahl-System



Hinweis: Kompatibel mit dem EVOS SMALL System



EVOS SMALL Schraubensieb



EVOS SMALL Instrumentensieb

Kontakt Deutschland

Smith & Nephew GmbH
Friesenweg 4, Haus 21
22763 Hamburg
T +49 (0)40 87 97 44-0
F +49 (0)40 87 97 44-375
info@smith-nephew.com
www.smith-nephew.de

Kontakt Österreich

Smith & Nephew GmbH
Concorde Business Park 1/C/3
2320 Schwechat
Österreich
Tel: +43 1 70 79102
Fax: +43 1 70 79101
Info.austria@smith-nephew.com
www.smith-nephew.at

Kontakt Schweiz

Smith & Nephew Schweiz AG
Oberneuhofstrasse 10d
6340 Baar
Schweiz
T +41 41 766 22 44
F +41 41 766 39 57
Info.CH@smith-nephew.com
www.smith-nephew.ch

www.smith-nephew.com

™Trademark of Smith & Nephew
©2019 Smith & Nephew
19085-de V1 08/19