


Smith+Nephew

JOURNEY[◇] II UK
Sistema unicondilar de rodilla

Guía de especificaciones del sistema




Dimensiones femorales del JOURNEY[◇] II UK



Talla	AP	SI
1	40	28,8
2	42	30,6
3	44	32,3
4	46	34,0
5	48	35,9
6	50	37,7
7	52	39,6
8	54	41,3
9	56	43,2
10	58	45,2

Dimensiones de la base tibial JOURNEY[◇] II UK Tibia



Talla	AP	ML	
		Medial	Lateral
0	38		23
1	40	22,3	24,3
2	42	23,7	25,7
3	44	25	27
4	46	26	28,3
5	48	27	29,7
6	50	28	31
7	52	29	32,3
8	54	30	
9	56	31	
10	58	32	

Componentes femorales del
JOURNEY[◇] II UK Disponibles en OXINIUM[◇],
circonio oxidado

Talla	LM/RL	RM/LL
1	7402-6021	7402-6031
2	7402-6022	7402-6032
3	7402-6023	7402-6033
4	7402-6024	7402-6034
5	7402-6025	7402-6035
6	7402-6026	7402-6036
7	7402-6027	7402-6037
8	7402-6028	7402-6038
9	7402-6029	7402-6039
10	7402-6030	7402-6040

Bases tibiales mediales JOURNEY[◇] II UK

Talla	Izquierda*	Derecha*
1	7402-6711	7402-6721
2	7402-6712	7402-6722
3	7402-6713	7402-6723
4	7402-6714	7402-6724
5	7402-6715	7402-6725
6	7402-6716	7402-6726
7	7402-6717	7402-6727
8	7402-6718	7402-6728
9	7402-6719	7402-6729
10	7402-6720	7402-6730

*Las bases tibiales mediales tienen un uso secundario en el compartimento contralateral. Por ejemplo, una base tibial medial izquierda puede utilizarse en el compartimento lateral derecho y una base tibial medial derecha puede utilizarse en el compartimento lateral izquierdo.

Bases tibiales laterales

JOURNEY[◊] II UK

Talla	Izquierda*	Derecha*
0	7402-6130	7402-6140
1	7402-6131	7402-6141
2	7402-6132	7402-6142
3	7402-6133	7402-6143
4	7402-6134	7402-6144
5	7402-6135	7402-6145
6	7402-6136	7402-6146
7	7402-6137	7402-6147

*Las bases tibiales laterales tienen un uso secundario en el compartimento contralateral. Por ejemplo, una base tibial lateral izquierda puede utilizarse en el compartimento medial derecho y una base tibial lateral derecha puede utilizarse en el compartimento medial izquierdo.

Insertos mediales JOURNEY[◇] II UK

Grosor	Talla 1-2	Talla 3-4	Talla 5-6
8 mm	7402-6148	7402-6158	7402-6168
9 mm	7402-6149	7402-6159	7402-6169
10 mm	7402-6150	7402-6160	7402-6170
11 mm	7402-6151	7402-6161	7402-6171
12 mm	7402-6152	7402-6162	7402-6172
13 mm	7402-6153	7402-6163	7402-6173
14 mm*	7402-6154	7402-6164	7402-6174

Grosor	Talla 7-8	Talla 9-10
8 mm	7402-6178	7402-6188
9 mm	7402-6179	7402-6189
10 mm	7402-6180	7402-6190
11 mm	7402-6181	7402-6191
12 mm	7402-6182	7402-6192
13 mm	7402-6183	7402-6193
14 mm*	7402-6184	7402-6194

*Solamente por pedido especial.

Insertos laterales JOURNEY[◇] II UK

Grosor	Talla 0-1	Talla 2-3
8 mm	7402-6248	7402-6258
9 mm	7402-6249	7402-6259
10 mm	7402-6250	7402-6260
11 mm	7402-6251	7402-6261
12 mm	7402-6252	7402-6262
13 mm	7402-6253	7402-6263
14 mm*	7402-6254	7402-6264

Grosor	Talla 4-5	Talla 6-7
8 mm	7402-6268	7402-6278
9 mm	7402-6269	7402-6279
10 mm	7402-6270	7402-6280
11 mm	7402-6271	7402-6281
12 mm	7402-6272	7402-6282
13 mm	7402-6273	7402-6283
14 mm*	7402-6274	7402-6284

*Solamente por pedido especial.

Para obtener información detallada sobre el producto, incluidas sus indicaciones de uso, contraindicaciones, efectos, precauciones y advertencias, consulte las instrucciones de uso del producto antes de utilizarlo.

Smith & Nephew S.A.U
Fructuós Gelabert 2-4
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
España

www.smith-nephew.es

Telf: + 34 933 737 301
Fax: + 34 933 737 453

© 2020 Smith+Nephew

®Marca comercial de Smith+Nephew
Reservados todos los derechos.
Todas las marcas comerciales han sido reconocidas.

17502-es V2 04/20